



实验室仪器的升级换代产品

理想的实验室伙伴

持之一恒










# 加热磁力搅拌器 (平行反应模块套装)

## 产品特点

- 加热磁力搅拌器A3 组件（只与IT-08A3/B3主机配套使用），可选配1/4 圆合金加热模块，应用于多样品的平行反应。适配于4ml-16ml 试管。也可以选配圆底烧瓶合金加热模块，容积适配50ml-500ml；
- 加热模块采用铝合金材料精加工而成，产品设计利用了铝材料的耐高温、导热快、温度均匀、易清洁等材料特性，表面采用精细喷砂和多色氧化工艺，耐受化学腐蚀同时，也为您的实验室添加色彩；
- 产品采用热传导的设计原理，可以避免采用常规油槽带来的油泄露、飞溅、油污甚至火灾的安全风险；



## 技术参数

货号	描述（注：外观颜色仅作参考）			价格
	颜色	孔径孔深	可放置反应管数量	
 A30000	蓝色，载物托盘与 1/4 圆合金加热模块配合使用			<b>RMB628</b>
 A30001	金色 1/4 圆	φ:15.2mm H:20mm	4ml*11 支	<b>RMB390</b>
 A30002	金色 1/4 圆	φ:17.8mm H:26mm	8ml*6 支	<b>RMB390</b>
 A30003	金色 1/4 圆	φ:21.6mm H:31.7mm	16ml*4 支	<b>RMB390</b>
 A30004	黑色 1/4 圆	φ:28mm H:24mm	20ml*4 支	<b>RMB390</b>
 A30005	黑色 1/4 圆	φ:28mm H:30mm	30ml*4 支	<b>RMB390</b>
 A30006	黑色 1/4 圆	φ:28mm H:43mm	40ml*4 支	<b>RMB390</b>
 A31000	蓝色平行反应座	φ:16.5mm H:23.2mm	8ml*29 支	<b>RMB680</b>
 A32001~A32004	蓝色圆底烧瓶加热模块	50ml 100ml 250ml 500ml	单槽	<b>RMB825</b>