

## 多箱体生化培养箱 ◆ 多箱体霉菌培养箱

新产品

多箱体生化培养箱和霉菌培养箱是对传统的单箱体设备的升级，可两箱或四箱组合，能够提升空间利用效率，节省实验室宝贵空间。多箱体生化培养箱和霉菌培养箱采用知名品牌压缩机和循环风机，效率高、低能耗，不仅促进节能，而且使用寿命长，可将噪声降至更低限度。

## 用途概述

适用于环境保护、卫生防疫、药检、农畜、水产等科研、院校和生产部门，是水体分析和BOD测定，细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物栽培、育种试验的专用恒温设备。

## 产品特点

- 具有两箱或者四箱生化培养箱或霉菌培养箱可选，有效节省实验室空间；
- 每个生化培养箱或霉菌培养箱箱体独立控制，互不干扰，温度控制精确稳定；
- 采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧设计，易清洁，箱内搁板间距可调；
- 箱体保温层采用整体发泡工艺，保温效果好，热量损失小，箱体温度控制精度更高；
- 知名品牌压缩机，采用环保制冷剂，效率高、低能耗、促进节能；
- 微电脑PID温度控制器，控温精确可靠，波动少，带定时功能；
- 采用液晶显示控制器，操作更加便捷方便；
- 循环风扇速度三档调速控制，避免了试验过程中由于风量过大而导致样品的挥发；
- 设有独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行，不发生意外；(选配)
- 具有打印机或RS485接口，可连接打印机和计算机，能记录温度参数的变化状况；(选配)

## 技术参数

技术指标	型号	多箱体生化培养箱		多箱体霉菌培养箱	
		LRH-150-2B (二箱)	LRH-100-4B (四箱)	MJ-150-2B (二箱)	MJ-100-4B (四箱)
控温范围		0 ~ 60℃		0 ~ 60℃	
温度分辨率		0.1℃		0.1℃	
温度波动度		高温±0.5℃ 低温±0.5℃		高温±0.5℃ 低温±0.5℃	
温度均匀度		±1℃ (测试点为25℃)		±1℃ (测试点为25℃)	
紫外杀菌系统		选配		标配	
电源电压		AC220V 50HZ		AC220V 50HZ	
工作环境温度		+5 ~ 30℃		+5 ~ 30℃	
输入功率		2200W	4400W	2200W	4400W
内胆尺寸(mm)W×D×H		660×520×450	500×450×450	660×520×450	500×450×450
外形尺寸(mm)W×D×H		845×745×1975	1300×805×1885	845×745×1975	1300×805×1885
载物托架(标配)		3块(单箱)	2块(单箱)	3块(单箱)	2块(单箱)
定时范围		0~5999min		0~5999min	
价格		RMB23900	RMB46900	RMB24500	RMB47800


※性能参数测试在空载条件下为：环境温度20℃，环境湿度50%RH

注：多箱体设备交货期为15天

## 选购件:(增加选购件交货期7天)

- 1、嵌入式打印机..... ¥ 2500元
- 2、无纸记录仪..... ¥ 2500元
- 3、U盘数据储存..... ¥ 1000元
- 4、独立限温控制器..... ¥ 500元
- 5、左/右侧直径25/50mm测试孔..... ¥ 500元
- 6、左/右侧直径100mm测试孔..... ¥ 600元
- 7、BOD插座..... ¥ 300元
- 8、RS485/232接口和通讯软件..... ¥ 600元

注：U盘、RS485/232、打印机三选一



两箱



四箱

生化/霉菌培养箱 01  
04低温培养箱 05  
多箱体生化/霉菌培养箱 06生物安全低温培养箱 07  
半导体制冷低温培养箱 08生物安全培养箱 09  
恒温培养箱 10隔水式恒温培养箱 13  
多箱体恒温/微生物培养箱 14CO<sub>2</sub>培养箱 15  
18光照培养箱/人工气候箱 19  
恒温恒湿箱 26回旋振荡器 31  
恒温培养摇床 33恒温振荡器 35  
大型恒温振荡器 36落地振荡器 37  
摇瓶机 38叠加式-振荡培养箱 39  
42超低温冰箱 43  
低温冷藏箱 45液相液氮罐 46  
干式运输液氮罐 48生物安全柜 49  
洁净工作台 50干燥箱 52  
真空干燥箱 59加热循环箱 68  
恒温振荡水槽 71油浴锅 74  
恒温水槽与水浴锅 76药品稳定性试验箱 77  
步入式药品试验箱 83老化试验箱 84  
热空气消毒箱 84高低温(交变)试验箱 85  
高低温(交变)湿热试验箱 87紫外耐候试验箱 89  
90氙灯耐候试验箱 91  
盐雾腐蚀性试验箱 92电阻炉 93  
96旋转蒸发器 97  
分液漏斗振荡器 100耐腐蚀隔膜泵 101  
循环冷却器 102干式冷阱 103  
磁力搅拌器 104顶置电动搅拌器 108  
氮吹仪 109离心机 110  
漩涡混合仪 110多管漩涡混合仪 111  
孵育器/金属浴 112微孔板迷你离心机 114  
均质分散机 115粘度计 117  
122

多箱体霉菌培养箱