

低温培养箱—低温保存箱

顺应世界环保潮流，知名品牌压缩机和循环风机，效率高、能耗低，不仅促进节能，而且使用寿命长，可将噪声降至更低限度，与传统低温设备相比，降温时间减少40%以上。

用途概述

广泛应用于储藏培养基、血清、药品以及微生物培养、环境试验等。

产品特点

- 采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧形过渡，搁板支架可以自由装卸，便于箱内清洁；
- 采用微电脑温度液晶控制器，可快速到达设定值且运转更加精确稳定；
- 知名品牌压缩机和循环风机，环保型制冷剂效率高、能耗低、促进节能；
- 箱体左侧面有一直径25mm测试孔，便于实验操作与测量温度；
- 设有独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行，不发生意外；
- 可配打印机或RS485接口，用于连接打印机和计算机，能记录温度参数的变化状况；（选配）

多段编程触摸屏控制器(选配)

- 多段可编程控制器，多种参数一屏显示，菜单式操作界面，可以简化复杂的试验过程，真正实现自动控制与运行；
- 多段温度、时间等参数能同时设置与编程，可以进行温度上升的梯度控制，从箱内初始温度缓慢升温等功能，也可预设自动启动、待机与停止等功能；
- 可预设8组64步可编程序，每组8步，每组设置时间0~5999分；

技术参数

指标 型号	控制范围	温度 均匀度	温度 波动度	电源 电压	工作环 境温度	输入 功率	插座	内胆尺寸 (mm)W×D×H	外形尺寸 (mm)W×D×H	载物托架 (标配)	定时 范围	价格
LRH-50CL LRH-50CA LRH-50CB	L: -10~65℃ A: -20~65℃ B: -40~65℃	±1℃	高温:±0.5℃ 低温:±1.0℃	AC220V 50Hz AC220V 50Hz AC220V 50Hz	+5~35℃	1100W 1100W 2800W	16A 16A 20A	400×300×420 400×300×420 400×380×450	660×720×930 660×720×930 650×1040×1650	2块	0~9999 min	RMB15500 RMB19900 RMB33200
LRH-100CL LRH-100CA LRH-100CB				AC220V 50Hz AC220V 50Hz AC220V 50Hz		1100W 1200W 4100W	16A 16A 25A	500×400×600 500×400×600 500×400×600	650×770×1320 650×770×1320 700×1040×1750	3块		RMB18700 RMB22900 RMB34200
LRH-150CL LRH-150CA LRH-150CB				AC220V 50Hz AC220V 50Hz AC380V 50Hz		1300W 1300W 5100W	16A 16A -	550×405×670 550×405×670 550×430×670	690×800×1410 690×800×1410 750×1040×1810			RMB21900 RMB27900 RMB39800
LRH-250CL LRH-250CA LRH-250CB				AC220V 50Hz AC220V 50Hz AC380V 50Hz		1500W 1600W 6100W	16A 16A -	600×500×830 600×500×830 600×600×700	740×900×1580 740×900×1580 800×1160×1850			RMB26600 RMB33200 RMB47200
LRH-500CL LRH-500CA LRH-500CB				AC220V 50Hz AC220V 50Hz AC380V 50Hz		2250W 2550W 7100W	16A 16A -	670×720×1020 670×720×1020 800×700×900	850×1100×1930 850×1100×1930 1000×1210×1980			RMB43000 RMB53500 RMB63900

选购件:(增加选购件交货期7天)

- 1、多段编程触摸屏控制器 ¥1500元
- 2、U盘数据储存 ¥1000元
- 3、嵌入式打印机 ¥2500元
- 4、RS485接口和通讯软件 ¥600元
- 5、机械锁 ¥500元

注: U盘、RS485/232、打印机三选一

注1: LRH-100CB、LRH-150CB、LRH-250CB

接到订单后，交货期为10天

注2: LRH-500CL、LRH-500CA、LRH-500CB

接到订单后，交货期为15天

※性能参数测试在空载条件下为: 环境温度20℃, 环境湿度50%RH

独立限温控制器

超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行，不发生意外



RS485通讯接口 ¥600元

通过连接电脑，显示、监控实验各项数据



嵌入式打印机 ¥2500元

打印实验所需数据



低温型



低温培养箱

生化/霉菌培养箱 01
03

低温培养箱 04
多箱体生化/霉菌培养箱 05

生物安全低温培养箱 06
半固体冷冻低温培养箱 07

生物安全培养箱 09
精密恒温培养箱 10

隔水式恒温培养箱 12
多箱体恒温/微生物培养箱 13

玻璃发酵罐 14
CO₂培养箱 15

光照培养箱/人工气候箱 21
恒温恒湿箱 28

回旋振荡器 35
恒温培养摇床 37

恒温振荡器 39
大型恒温振荡器 40

落地振荡器 41
振荡机 42

叠加式-CO₂振荡培养箱 43
叠加式-振荡培养箱 45

超低温冰箱 47
低温冷藏箱 49

液相液氮罐 50

生物安全柜 52
洁净工作台 53

干燥箱 55
真空干燥箱 62

加热循环槽 72
恒温振荡水槽 75

油浴锅 78
恒温水槽与水浴锅 80

药品稳定性试验箱 81
步入式药品试验室 91

老化试验箱 92
热空气消毒箱 92

高低温(交变)试验箱 93
高低温(交变)湿热试验箱 95

紫外耐候试验箱 97
98

氙灯耐候试验箱 99
盐雾腐蚀性试验箱 100

电阻炉 101
104

旋转蒸发器 105

耐腐蚀隔膜泵 109
循环冷却器 110

干式冷阱 111
磁力搅拌器 112

顶置电动搅拌器 116
氮吹仪 117

离心机 118
漩涡混合仪 118

多管漩涡混合仪 119
孵育器/金属浴 120

微孔板迷你离心机 122
均质分散机 123

粘度计 125
130