恒温恒湿箱 专业型

用途概述

恒温恒湿箱有着精确的温度和湿度控制系统，它为产业研究、生物技术测试提供所需要的各种模拟环境条件，可广泛适用于药物、纺织、食品加工等无菌试验、稳定性检查以及工业产品的原料性能、产品包装、 产品寿命等测试。



产品特点

- 全新无氟设计，使你始终走在健康生活的前面；
- 采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧易清洁，箱内搁板间距可调；
- 采用智能触摸屏控制，TMHM平衡式调温调湿方法，运行稳定，控温控湿精确并安全可靠；
- 压缩机等关键零部件均采用知名品牌产品；
- 选用进口湿度传感器；（500/800 I型及全系列 II 型恒温恒湿箱）
- 设有独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行，不发生意外；
- 可配打印机，能记录温湿度参数的变化状况；（ I 型选配）
- 可配RS485接口，用于连接打印机或计算机，能记录温湿度参数的变化状况；(选配)
- 箱体左侧有一直径25mm或50mm的测试孔，便于实验操作与测试；

技术参数

型号 / 技术指标	恒温恒湿箱（专业型）				
	LHS-80HC- I LHS-80HC- II	LHS-150HC- I LHS-150HC- II	LHS-250HC- I LHS-250HC- II	LHS-500HC- I LHS-500HC- II	LHS-800HC- I LHS-800HC- II
控温范围	I:-5～80℃ II:-10～70℃				
温度分辨率	0.1℃				
温度波动度	高温：±0.5℃ 低温：±1℃				
温度均匀性	II 型 ±1℃				
控湿范围	I:40～85%RH II:40～95%RH				
湿度偏差	±3%RH				
输入功率/插座	2000W/16A	2100W/16A	2300W/16A	3850W/25A	8050W/-
工作环境温度	+5～35℃				
电源电压	AC220V 50Hz				AC380V 50Hz
工作室尺寸(mm) W×D×H	400×400×500	550×405×670	600×500×830	670×720×1020	800×670×1445
外形尺寸(mm) W×D×H	550×790×1080	690×800×1430	740×900×1580	850×1100×1930	920×900×2000
载物托架(标配)	2块	3块		4块	4块
价格	**RMB23900 RMB28900**	**RMB30900 RMB34900**	**RMB34900 RMB40900**	**RMB50900 RMB57900**	**RMB67900 RMB75900**
备注	I 型打印机选配 / II型已配备打印机				

注1：80/150/250I 型恒温恒湿箱，采用干湿球；
注2：500/800I 型恒温恒湿箱，采用进口传感器；
注3：II型 恒温恒湿箱，采用进口传感器；

※ 性能参数测试在空载条件下为：环境温度20℃，环境湿度50%RH


选购件:(增加选购件交货期7天)


1、RS232/485接口及通讯软件 ..... ¥ 600元
2、程序控制功能组件 ..... ¥ 2500元
3、无线报警系统（短信报警系统） ..... ¥ 2500元
4、嵌入式打印机 ..... ¥ 2500元
5、自动进水系统 ..... ¥ 1500元

注：1、RS485/232、打印机二选一；2、选配自动进水系统需要现场有管道纯水进水和地漏


①RS232/485通讯接口


④嵌入式打印机





生化/霉菌培养箱 01 03
低温培养箱 04
多箱体生化/霉菌培养箱 05
生物安全低温培养箱 06
半导体制冷低温培养箱 07
生物安全培养箱 09
精密恒温培养箱 10
隔水式恒温培养箱 12
多箱体恒温/微生物培养箱 13
玻璃发酵罐 14
CO_2培养箱 15
光照培养箱/人工气候箱 21
恒温恒湿箱 28
回旋振荡器 35
恒温培养摇床 37
恒温振荡器 39
大型恒温振荡器 40
落地振荡器 41
摇瓶机 42
叠加式-CO_2振荡培养箱 43
叠加式-振荡培养箱 45
超低温冰箱 47
低温冷藏箱 49
液相液氮罐 50
生物安全柜 52
洁净工作台 53
干燥箱 55
真空干燥箱 62
加热循环槽 72
恒温振荡水槽 75
油浴锅 78
恒温水槽与水浴锅 80
药品稳定性试验箱 81
步入式药品试验室 91
老化试验箱 92
热空气消毒箱 92
高低温(交变)试验箱 93
高低湿(交变)湿热试验箱 95
紫外耐气候试验箱 97 98
氙灯耐气候试验箱 99
盐雾腐蚀试验箱 100
电阻炉 101 104
旋转蒸发仪 105
耐腐蚀隔膜泵 109
循环冷却器 110
干式冷阱 111
磁力搅拌器 112
顶置电动搅拌器 116
氮吹仪 117
离心机 118
漩涡混匀仪 118
多管漩涡混匀仪 119
孵育器/金属浴 120
微孔板迷你离心机 122
均质分散机 123
粘度计 125 130